

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском,
Новолялинском и Верхотурском районах»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 620078 Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3. Тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03
Фактический адрес: 624992 Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, 5. Тел. (факс) (34385) 6-42-86
Реквизиты: р/с 40501810100002000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург; л/с 20626Ц16560; ИНН/КПП 6670081969/668043001; БИК 046521000

АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001. 510230

от 13 января 2014 г.
действителен до 17 мая 2018 г

УТВЕРЖДАЮ

Зам. Главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»
Зам. Руководителя ИЛН

Д.А. Колганов

19 октября 2015 г.

М.П.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 2981 от 19 октября 2015 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБОУ НГО «ООШ № 11»
2. Юридический адрес: пгт Лобва, Чехова ул., 11
3. Наименование измерений: ПЭВМ. Напряженность электростатического и электрического полей, плотность магнитного потока ЭМП
4. Место проведения измерений: МБОУ НГО «ООШ № 11», школа, пгт Лобва, Чехова ул., 11
5. Дата и время измерений: 19.10.2015 с 10:30 до 11:10
Ф.И.О., должность: Киприна С. В. лаборант
При измерениях присутствовал завхоз Староверова Р.Р.

6. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	"Циклон" ИЭП-05	813	638942	19.11.2015	20%
2	"Циклон" ИМП-05/1	813	638937	19.11.2015	20%
3	"Циклон" ИМП-05/2	813	638940	19.11.2015	20%

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 187 от 12.01.2015

Условия проведения измерений:

температура воздуха 22°C; атмосферное давление 755 мм.рт.ст.; относительная влажность 49%;

8. НД, регламентирующие объем измерений и их оценку:

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы.(в ред. СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10)"

9. НД на метод измерения: СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы."(в ред. СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10)

10. Код измерений: 03.15.2981 ш 13/49

ИЗМЕРЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

№ п/п	Место проведения измерений, тип монитора	Рас- стоя- ние от экра- на, м	Вы- со- та от по- ла, м	Напряжен- ность электро- статического поля, кВ/м		Напряженность электрического поля, В/м						Плотность магнитного потока, нТл					
						Разность ЭП (5 Гц-2кГц) и (45-55Гц)		2 кГц-400кГц		45-55 Гц		Разность ПМП (5 Гц-2кГц) и (45-55Гц)		2 кГц-400кГц		45-55 Гц	
				измере- нная	ВДУ	расчет ная	ВДУ	измере- нная	ВДУ	измере- нная	ВДУ	измере- нная	ВДУ	расчет ная	ВДУ	измере- нная	ВДУ
МБОУ НГО «ООШ № 11», Компьютерный класс																	
1	р.м. за компьютером; BENQ	0.5	0,5			6	25	0,1	2,5			30	250	2	25		
		0.5	1,0			3	25	0,1	2,5			40	250	2	25		
		0.5	1,5			1	25	0,1	2,5			30	250	2	25		

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Е.А. Клостер Клостер Е. А. помощник врача по гигиене детей и подростков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате проведенных измерений установлено:

измеренные показатели соответствуют требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы.(в ред. СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10)"

Специалист, ответственный за заключение:

Е.А. Клостер Клостер Е. А. помощник врача по гигиене детей и подростков